



Trapsgewijze aanvraag schildklier-screening

Sinds kort kan u bij labo Nuytinck schildkliertesten trapsgewijs aanvragen. De uitwerking van een verhoogde of verlaagde TSH-screening gebeurt volledig automatisch, zonder dat u zelf testen dient bij aan te vragen. Dit kan enkel wanneer u de schildklierfunctie screent (dus niet in follow-up). Wij vertrekken hierbij vanuit uw aanvraag 'TSH screening'. Hieronder vindt u de gevolgde flow voor de diverse situaties. Deze flow zorgt voor een verantwoorde wijze van screenen voor primaire hyper- of hypothyroidie. Deze aanpak voldoet niet voor het opsporen van (zeldzame) centrale hyper- of hypothyroidie. Een gelijkaardige werkwijze is beschikbaar voor zwangerschap: 'TSH screening 1ste trimester zwangerschap'.

TSH SCREENING



TSH SCREENING 1STE TRIMESTER ZWANGERSCHAP



INTERPRETATIE EN THERAPIE

TSH screening 1 ^{ste} trimester zwangerschap > 2.5 mU/L				
anti-TPO As <i>of</i> anti-thyroglobuline As positief		anti-TPO As <i>en</i> anti-thyroglobuline As negatief		
↓		↓		
TSH > 4.0	2.5 < TSH < 4.0	TSH > 10.0	4.0 < TSH < 10.0	2.5 < TSH < 4.0
start LT4	overweeg LT4	start LT4	overweeg LT4	LT4 niet

Wenst u automatisch deze trapsgewijze op puntstelling van de schildlierfunctie, dan kan u dit aangeven door een e-mail te sturen naar lieve.demeester@anacura.com, met de vermelding TSH getrapte aanvraag samen met uw coördinaten en die van eventuele collega's.